


Anticorpo Policlonale Anti-Ncoa1 Per Wb, Elisa - Q15788

Numero articolo: CM0018593



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro NCOA1/SRC1 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per lo studio della coattivazione dei recettori nucleari e del rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NCOA1 pAb di coniglio
Note/alias	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; NCOA1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	8648
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 720-980 di NCOA1 umano (NP_003734.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q15788
Peso della proteina	157 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante