

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncoa3 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y6Q9

Numero articolo: CM0021205



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NCOA3 (pAb) prodotto in coniglio contro NCOA3 umano. Validato per WB, IP, ELISA, ideale per lo studio della segnalazione dei recettori nucleari, del rimodellamento della cromatina e della coattivazione trascrizionale. - Q9Y6Q9

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NCOA3 Rabbit pAb
Note/alias	ACTR; AIB1; RAC3; SRC3; pCIP; AIB-1; CTG26; SRC-3; CAGH16; KAT13B; TNRC14; TNRC16; TRAM-1; bHLHe42; NCOA3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8202
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di NCOA3 umano (NP_858045.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y6Q9
Peso della proteina	155kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio