


Anticorpo Policlonale Anti-Ncoa4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13772

Numero articolo: CM0030442



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting NCOA4 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Per la ricerca su ferritinofagia, omeostasi del ferro e coattivazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NCOA4 Rabbit pAb
Note/Alias	RFG, ELE1, PTC3, ARA70, NCOA4
Specie	Umana
GeneID (umano)	8031
GeneID	8031
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di NCOA4 umano (NP_005428.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13772
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio