


Anticorpo Policlonale Anti-Ncoa7 Per Wb, Elisa - Q8Ni08

Numero articolo: CM0013520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NCOA7 di alta qualità, validato per Western blot (WB) ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. NCOA7 è un coattivatore del recettore nucleare e protettore dallo stress ossidativo, utile nella ricerca sul cancro e in neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCOA7 Rabbit pAb
Note/Alias	ESNA1; TLDC4; ERAP140; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; dj187J11.3; NCOA7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	135112
GeneID	135112
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di NCOA7 umano (NP_861447.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NI08
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio