


Anticorpo Monoclonale Anti-Ncoa7 Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Ni08

Numero articolo: CM0006094



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NCOA7 umano, validato per Western blot ed ELISA. Riconosce NCOA7 umano e murino, un coattivatore del recettore nucleare coinvolto nella regolazione trascrizionale, nella protezione dallo stress ossidativo e nell'inibizione dell'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb NCOA7 Coniglio
Note/Alias	NCOA7; ERAP140; ESNA1; NCOA7-AS; Nbla00052; Nbla10993; TLDC4; dj187J11.3; coattivatore del recettore nucleare 7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	135112
ID Gene	135112
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 777-942 di NCOA7 umano (NP_861447.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8Ni08
Peso Proteico	12 kDa/25 kDa/28 kDa/33 kDa/92-106 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio