

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncor1 Per Wb - 075376

Numero articolo: CM0027680



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il corepressore dei recettori nucleari 1 (NCOR1), adatto per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza e ELISA. Ha reazione crociata con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla repressione trascrizionale e la dinamica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NCOR1 Rabbit pAb
Note/Alias	N-CoR, TRAC1, N-CoR1, hN-CoR, PPP1R109, NCOR1
Specie	Uomo
ID Gene	9611
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-200 di NCOR1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075376
Peso proteico	270kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio