


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncor2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y618

Numero articolo: CM0026617



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NCOR2 umano (SMRT). Adatto per WB, IHC-P, ELISA con reazione crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del rimodellamento della cromatina e della repressione trascrizionale mediata dai recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NCOR2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SMRT; TRAC; CTG26; SMRTE; TRAC1; N-CoR2; TNRC14; TRAC-1; SMAP270; SMRTE-tau; NCOR2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9612
GeneID	9612
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 di NCOR2 umano (NP_006303.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y618
Peso proteico	274kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio