

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncr1 Per Wb, Elisa - 076036

Numero articolo: CM0018326



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-umano NCR1 (CD335, NKp46) convalidato per WB e ELISA. Riconosce il recettore 1 dell'attivazione citotossica naturale di uomo, topo e ratto; ideale per la ricerca sulla biologia delle cellule NK e l'immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NCR1 Rabbit pAb
Note / Alias	LY94; CD335; NKp46; NK-p46; NCR1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9437
GeneID	9437
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 151-303 di NCR1 umano (NP_001138929.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	076036
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio