

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ncr3 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14931

Numero articolo: CM0007195



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NCR3 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, FC (intracellulare) ed ELISA. Bersaglia il recettore 3 che attiva la citotossicità naturale (NKp30/CD337) sulle cellule NK umane, fondamentale per l'eliminazione delle cellule tumorali e la maturazione delle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NCR3
Note/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; recettore 3 che attiva la citotossicità naturale
Specie	Umano
GenelD (umano)	259197
GenelD	259197
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC (intracellulare), ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14931
Peso della proteina	16 kDa/17 kDa/18 kDa/19 kDa/20 kDa/21 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio