

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncs1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62166

Numero articolo: CM0013382



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'NCS1 umano (Sensore neuronale del calcio 1, omologo della frequenina). Adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Peso molecolare previsto: 22 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCS1 Rabbit pAb
Note/Alias	FLUP, FREQ, NCS1
Specie	Umano
GeneID (umano)	23413
GeneID	23413
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 dell'NCS1 umano (NP_055101.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62166
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio