


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ncstn Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Numero articolo: CM0015363



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NCSTN umano (nicastrina), una subunità della gamma-secretasi. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulla segnalazione Notch.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NCSTN Rabbit pAb
Note/alias	ATAG1874; NCSTN
Specie	Umano
ID del gene (umano)	23385
ID del gene	23385
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 429-669 di NCSTN umano (NP_056146.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92542
Peso della proteina	78 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico