

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ncstn Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Numero articolo: CM0015485



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro NCSTN umano (Nicastrina, subunità gamma-secretasi) per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Utile per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e gli studi sulla segnalazione Notch.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NCSTN pAb coniglio                                                                                                           |
| Osservazioni/Alias  | ATAG1874; NCSTN                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 23385                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 250-578 di NCSTN umano (NP_056146.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q92542                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 78kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |