


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ndc1 Per Wb, Elisa - Q9Btx1

Numero articolo: CM0019712



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NDC1 di alta qualità validato per WB e ELISA. Riconosce NDC1 (~76 kDa) umano, murino e di ratto, una nucleoporina fondamentale per l'assemblaggio del complesso del poro nucleare. Ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDC1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	NET3; TMEM48; NDC1
Specie	Uomo
GeneID	55706
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-530 di NDC1 umano (NP_060557.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BTX1
Peso proteico	76 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio