

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nde1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nxr1

Numero articolo: CM0027815



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-NDE1 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina NDE1 umana, di topo e di ratto. Critico per l'orientamento del fuso mitotico e lo sviluppo della corteccia cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDE1 Rabbit pAb
Note/Alias	NDE; LIS4; MHAC; NUDE; NUDE1; HOM-TES-87; NDE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54820
GeneID	54820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di NDE1 umano (NP_060138.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NXR1
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio