

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndel1 (Nudel) Per Wb, Elisa - Q9Gzm8

Numero articolo: CM0025464



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-NDEL1 (NUDEL) di alta qualità validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per studiare l'organizzazione dei microtubuli, la regolazione della dineina e la migrazione neuronale. Peso molecolare 38kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | NUDEL/NDEL1 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Note/Alias          | EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1                                                                                                                 |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                           |
| ID gene (Uomo)      | 81565                                                                                                                                                          |
| ID gene             | 81565                                                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-345 di NUDEL/NUDEL/NDEL1 umano (NP_110435.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9GZM8                                                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 38kDa                                                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                              |