


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ndp52 Per Wb, Elisa - Q13137

Numero articolo: CM0005544



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante di alta qualità contro NDP52 umano (CALCOCO2), validato per Western blotting ed ELISA. Ideale per studiare l'autofagia e la degradazione dei batteri intracellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KD] mAb di coniglio NDP52
Note/Alias	NDP52
Specie	Umano
GeneID (umano)	10241
GeneID	10241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di NDP52 umano (NP_005822.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13137
Peso Proteico	52 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio