


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndp52 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13137

Numero articolo: CM0027700



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NDP52 per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto; rileva il recettore per la xenofagia CALCOCO2; peso molecolare ~52 kDa; per la ricerca sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDP52 Rabbit pAb
Note/Alias	NDP52
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10241
ID Gene	10241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di NDP52 umano (NP_005822.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13137
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio