


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-NdrG1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92597

Numero articolo: CM0010294



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio anti-NDRG1 è validato per Western blot, IHC (paraffina) ed ELISA, e presenta cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia tumorale e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDRG1 Rabbit mAb
Note/Alias	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; NDRG1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10397
GenelD	10397
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 295-394 dell'NDRG1 umano (Q92597).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92597
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio