


Anticorpo Policlonale Anti-NdrG2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Un36

Numero articolo: CM0025837



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDRG2, un soppressore tumorale coinvolto nella segnalazione Wnt. Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca sul cancro e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDRG2 Rabbit pAb
Note/Alias	SYLD; NDRG2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57447
Gene ID	57447
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 138-357 di NDRG2 umano (NP_963832.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UN36
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio