


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-NdrG3 Per Wb Ed Elisa - Q9Ugv2

Numero articolo: CM0013436



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio NDRG3 validato per WB ed ELISA. Mira all'NDRG3 umano e murino (41 kDa), una proteina espressa in modo ubiquitario con elevata espressione nel cervello. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDRG3 Rabbit pAb
Note/Alias	NDRG3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57446
GeneID	57446
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 184-363 dell'NDRG3 umano (NP_071922.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UGV2
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio