

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-NdrG4 Per Wb - Q9Ulp0

Numero articolo: CM0020575

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NDRG4 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio dello sviluppo cerebrale, dello stress ischemico e della segnalazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDRG4 Rabbit pAb
Note/alias	BDM1; SMAP8; SMAP-8; NDRG4
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	65009
GeneID	65009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-220 di NDRG4 umano (NP_001229765.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9ULP0
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante