

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ndst1 Per Wb, Elisa - P52848

Numero articolo: CM0020347



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina umana NDST1, validato per WB e ELISA. Rileva NDST1 umano e murino, un enzima chiave nella biosintesi dell'eparan solfato. Ideale per la ricerca sulla glicobiologia e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | NDST1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Annotazioni / Alias | HSST; NST1; MRT46; NDST1                                                                                                      |
| Specie              | Uomo                                                                                                                          |
| GeneID              | 3340                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-170 di NDST1 umano (NP_001534.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                    |
| SWISS               | P52848                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 101 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |