


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ndufa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15239

Numero articolo: CM0002622



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NDUFA1 di alta qualità validato per WB, IHC-P ed ELISA. Bersaglia la subunità del Complesso I mitocondriale umano, ideale per la ricerca sulla catena respiratoria e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio NDUFA1
Note/Alias	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4694
GeneID	4694
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-70 di NDUFA1 umano (O15239).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O15239
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio