


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufa1 Per Wb, Elisa - O15239

Numero articolo: CM0027101



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio NDUF1 validato per WB ed ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. Mira alla subunità accessoria del Complesso I mitocondriale, espressa principalmente nel cuore e nel muscolo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUF1 Rabbit pAb
Note/Alias	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4694
ID Gene	4694
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di NDUF1 umano (NP_004532.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15239
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio