


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufa10 (Ci-42Kd) Per Wb Ed Elisa - O95299

Numero articolo: CM0014236



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NDUF10 (CI-42kD), una subunità accessoria del Complesso I mitocondriale. Validato per Western blot ed ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Indicato per studi sulla catena respiratoria e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUF10 Rabbit pAb
Note/alias	CI-42k; CI-42KD; MC1DN22; NDUF10
Specie	Umana
ID del gene (umano)	4705
ID del gene	4705
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-300 della NDUF10 umana (NP_004535.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95299
Peso della proteina	41kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante con ghiaccio