


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ndufa12 Per Wb - Q9Ui09

Numero articolo: CM0027558



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NDUFA12 per applicazioni WB e ELISA, che rileva NDUFA12 (17 kDa) umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sul Complesso I mitocondriale e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFA12 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	B17.2; DAP13; MC1DN23; NDUFA12
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 della NDUFA12 umana (NP_061326.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UI09
Peso molecolare della proteina	17 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco