

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufa4L2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrx3

Numero articolo: CM0017208

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'NDUFA4L2 umano (COXFA4L2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'ipossia e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio NDUFA4L2
Note/Alias	NUOMS; MISTRH; COXFA4L2; NDUFA4L2
Specie	Umano
GeneID (umano)	56901
GeneID	56901
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-87 dell'NDUFA4L2 umano (NP_064527.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NRX3
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio