


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufa5 Per Wb, Elisa - Q16718

Numero articolo: CM0025868



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUF5, una subunità accessoria del Complesso I. Validato per WB e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Utile per la ricerca sulla catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUF5 Rabbit pAb
Note/Alias	B13, NUFM, UQOR13, CI-13kB, CI-13KD-B, NDUF5
Specie	Umana
ID Gene	4698
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-116 della NDUF5 umana (NP_004991.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16718
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio