


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ndufa6 Per Wb E Elisa - P56556

Numero articolo: CM0028747



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro NDUF6 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul complesso I mitocondriale e studi sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUF6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	B14; LYRM6; Cl-B14; MC1DN33; NADHB14; NDUF6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4700
GeneID	4700
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-154 di NDUF6 umano (NP_002481.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P56556
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio