


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufa7 Per Wb, Elisa - 095182

Numero articolo: CM0024128



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la NDUF7 umana, subunità del complesso I mitocondriale. Convalidato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla fosforilazione ossidativa e le malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFA7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	B14.5a; Cl-B14.5a; NDUFA7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4701
GeneID	4701
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 della NDUFA7 umana (NP_004992.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O95182
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio