


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufa7 (Convalidato Ko) Per Wb & Elisa - O95182

Numero articolo: CM0026477



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce NDUF7 (CI-B14.5a), una subunità accessoria del Complesso I mitocondriale. Convalidato KO per WB e ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Per la ricerca sulla catena respiratoria e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] NDUF7 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	B14.5a; CI-B14.5a; A7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4701
ID Gene	4701
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 di NDUF7 umano (NP_004992.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95182
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio