


## Anticorpo Policlonale Anti-Ndufa8 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51970

Numero articolo: CM0016938



### introduzione

NDUFA8 Rabbit pAb rileva la subunità da 20 kDa del Complesso I mitocondriale. Validato per WB, IF/ICC, IP e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla catena respiratoria e le malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                  |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Nome Prodotto       | NDUFA8 Rabbit pAb                       |
| Note/Alias          | PGIV; CI-19KD; CI-PGIV; MC1DN37; NDUFA8 |
| Specie              | Uomo                                    |
| ID Gene (Uomo)      | 4702                                    |
| ID Gene             | 4702                                    |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                   |
| Origine             | Coniglio                                |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                   |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IP, ELISA                   |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                       |
| SWISS               | P51970                                  |
| Peso Proteico       | 20kDa                                   |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                   |