


## Anticorpo Policlonale Anti-Ndufab1 Per Wb, Elisa - O14561

Numero articolo: CM0017681



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUFAB1 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva NDUFAB1 endogeno nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per la ricerca sul complesso mitocondriale I e sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | NDUFAB1 Rabbit pAb                                                                                                 |
| Note/Alias          | ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1                                                                                   |
| Specie              | Uomo                                                                                                               |
| GeneID (uomo)       | 4706                                                                                                               |
| GeneID              | 4706                                                                                                               |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-156 di NDUFAB1 umano (NP_004994.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                          |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                  |
| SWISS               | O14561                                                                                                             |
| Peso della proteina | 17 kDa                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                 |