


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufab1 Per If/Icc Ed Elisa - O14561

Numero articolo: CM0020783



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NDUFAB1 mitocondriale, validato per IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata nel topo. Ideale per lo studio del Complesso I, del metabolismo degli acidi grassi e della biogenesi dei cluster ferro-zolfo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUFAB1 Rabbit pAb
Note/alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4706
GeneID	4706
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di NDUFAB1 umano (NP_004994.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O14561
Peso molecolare	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante