


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufab1 Per Wb, Elisa - O14561

Numero articolo: CM0020898



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUFAB1 umano (O14561), una proteina trasportatrice di acili e una subunità del complesso I. Validato per WB, ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla sintesi mitocondriale degli acidi grassi e sul complesso I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUFAB1 Rabbit pAb
Note/alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4706
GeneID	4706
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 156 di NDUFAB1 umano (NP_004994.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O14561
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante