

Anticorpo Monoclonale Anti-Ndufaf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y375

Numero articolo: CM0009659

introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-NDUFAF1 validato per WB, IF/ICC e ELISA. Anticorpo ricombinante di coniglio per lo studio dell'assemblaggio del complesso mitocondriale I. Reattivo con l'uomo, 38 kDa. Adatto per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFAF1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CGI65; CIA30; CGI-65; MC1DN11; NDUFAF1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51103
ID gene	51103
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della NDUFAF1 umana (Q9Y375)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y375
Peso proteico	38 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio