

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufaf2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N183

Numero articolo: CM0014972

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NDUFAF2 (B17.2L, mimitina), un fattore di assemblaggio del complesso I mitocondriale. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Per la ricerca sulle malattie mitocondriali e sulle ciglia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFAF2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MMTN; B17.2L; MC1DN10; mimitin; NDUFA12L; NDUFAF2
Specie	Umano
ID gene (Umano)	91942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-169 di NDUFAF2 umano (NP_777549.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N183
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio