

Anticorpo Policlonale Anti-Ndufaf4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P032

Numero articolo: CM0016810

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NDUFAF4 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio del complesso I mitocondriale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFAF4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	My013; C6orf66; HRPAP20; HSPC125; MC1DN15; bA22L21.1; NDUFAF4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29078
ID Gene	29078
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9P032
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio