


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufb11 Per Wb, Elisa - Q9Nx14

Numero articolo: CM0015432



introduzione

NDUFB11 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale specifico per NDUFB11 umano, una subunità del Complesso I mitocondriale, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla catena respiratoria e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUFB11 Rabbit pAb
Note/Alias	ESSS; Np15; P17.3; NP17.3; CI-ESSS; MC1DN30; NDUFB11
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54539
ID Gene	54539
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 di NDUFB11 umano (NP_061929.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NX14
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio