


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufb3 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43676

Numero articolo: CM0012872



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro NDUFB3 (Complesso I-B12, 11 kDa), validato per western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per lo studio della funzione della catena respiratoria mitocondriale e dei disturbi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDUFB3 Rabbit pAb
Note/Alias	B12; CI-B12; MC1DN25; NDUFB3
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	4709
ID gene	4709
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-98 di NDUFB3 umano (NP_002482.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O43676
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante