


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufb7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc - P17568

Numero articolo: CM0014215



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUF7 umano (subunità 7 del subcomplesso beta 1 della NADH deidrogenasi [ubichinone]) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con la subunità B18 del complesso I mitocondriale di topo e ratto. Supporta la ricerca sulle malattie mitocondriali e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-NDUF7
Note/Alias	B18, CI-B18, MC1DN39, NDUF7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4713
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-137 di NDUF7 umano (NP_004137.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17568
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio