


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufb8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95169

Numero articolo: CM0024201



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NDUF8 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Specifico per la subunità accessoria del complesso I mitocondriale di uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	NDUF8 Rabbit pAb
Note/Alias	ASHI, CI-ASHI, MC1DN32, NDUF8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4714
GeneID	4714
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-186 di NDUF8 umano (NP_004995.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95169
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio