

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ndufb8 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95169

Numero articolo: CM0002115



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'NDUFB8 umano, una subunità accessoria del Complesso I mitocondriale. Convalidato in WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la fornitura di materie prime IVD e per la ricerca sulla disfunzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NDUFB8
Note/Alias	ASHI; CI-ASHI; MC1DN32; NDUFB8
Specie	Umana
ID gene (umano)	4714
ID gene	4714
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 dell'NDUFB8 umano (O95169).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95169
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio