


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufb9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Numero articolo: CM0022525



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NDUF9 umano, una subunità accessoria del Complesso I mitocondriale. Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	NDUF9 pAb coniglio
Note/Alias	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; MC1DN24; NDUF9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4715
GeneID	4715
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-170 di NDUF9 umano (NP_004996.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y6M9
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio