


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ndufb9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Numero articolo: CM0002250



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NDUF9 umano, subunità del Complesso I mitocondriale. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUF9 Rabbit mAb
Note/Alias	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; NDUF9
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4715
GeneID	4715
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 80-170 di NDUF9 umano (Q9Y6M9)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6M9
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio