


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufc2 Per Wb, Elisa - 095298

Numero articolo: CM0029564



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce NDUFC2 (subunità B14.5b del Complesso I) per applicazioni di WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUFC2 Rabbit pAb
Note/Alias	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4718
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di NDUFC2 umano (NP_004540.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095298
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio