


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ndufc2 Per Wb, Elisa - 095298

Numero articolo: CM0002440



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro NDUFC2 umano (CI-B14.5b), validato per WB e ELISA. Bersaglia la regione N-terminale (aa 1-119) di questa subunità accessoria del complesso mitocondriale I da 14 kDa, supportando la ricerca sull'assemblaggio della catena di trasporto degli elettroni e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFC2 Rabbit mAb
Note/Alias	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4718
GeneID	4718
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-119 della NDUFC2 umana (NP_004540.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O95298
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio