

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufs1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Numero articolo: CM0029683



introduzione

NDUF51 Rabbit pAb validato per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia l'NDUF51 umano (CI-75kD), una subunità centrale del Complesso I essenziale per il trasporto elettronico mitocondriale. Reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	NDUF51 Rabbit pAb
Note/Alias	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUF51
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4719
GeneID	4719
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-290 dell'NDUF51 umano (NP_004997.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28331
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio