


Anticorpo Policlonale Anti-Ndufs1 Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28331

Numero articolo: CM0023940



introduzione

Anticorpo policlonale anti-NDUFS1 da coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la subunità 75 kDa della NADH-ubichinone ossidoriduttasi umana (Complesso I-75kD). Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca e la diagnostica sul complesso I mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NDUFS1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CI-75k, MC1DN5, CI-75Kd, PRO1304, NDUFS1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4719
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-290 di NDUFS1 umana (NP_004997.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P28331
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio