


Anticorpo Monoclonale Anti-Ndufs2 Per Wb Ed Elisa - 075306

Numero articolo: CM0003501



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro NDUF52 umano (CI-49), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Validato per la ricerca sul Complesso I mitocondriale e sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NDUF52 Rabbit mAb
Note/Alias	CI-49; MC1DN6; NDUF52
Specie	Umano
ID Gene	4720
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-434 di NDUF52 umano (NP_004541.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75306
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio